




SciCan OPTIM 1

ÜHE SAMMUGA PUHASTUS-
JA DESINFITSEERIMISVAHEND

Toimeaine: **0,5% vesinikperoksiid**



**1 KONTAKTAEG
MINUT***

Kiire ja õrn

OPTIM 1-ga pole tarvis teha kompromisse tõhususe ja kaitstuse vahel. Kiire laiaulatusliku kontaktajaga on see üks kiiremaid ja efektiivsemaid puhastus- ja desinfitseerimisvahendeid. Samuti on see ohutu ja õrn nii teile kui pindadele. OPTIM 1 annab teile kindluse, et vastate tingimustele ning kaitsete oma patsiente, töötajaid ja keskkonda – täiuslik tasakaal.



Kiire laia ulatusega desinfitseerimisvahend

Desinfitseerimise saavutamiseks peavad pinnad jääma märjaks kogu kontaktaja jooksul.

- › Adeno, polio, murino noro ainult 30 sekundi jooksul vastavalt EN 14476
- › Tuberkulotsiidne ja fungitsiidne 1 minuti jooksul
- › Bakteritsiidne ja virutsiidne 30 sekundi jooksul vastavalt EN 13727 ja EN 14476
- › Täielikult virutsiidne 2 minuti jooksul vastavalt RKI/DVV standardile (polio, adeno, murino noro, SV40)
- › Efektiivne 1 minuti jooksul vastavalt EN 16615
- › Suurepärane märgavus – püsib märjana piisavalt kaua, et kontaktajad jõuaks mööduda



Efektiivne ühe sammuga puhastusvahend

Efektiivne 1 sammuga puhastus- ja desinfitseerimisvahend eemaldab orgaanilised jäägid desinfitseerimise ajal.



Ühilduvus

Ühildub laia ulatuse kõvade, mittepoorsete materjalide ja pindadega.



Ohutu ja õrn

- › Ilma kunstlike lõhnadeta
- › Mittemürgine
- › Ei ärrita silmi, nahka ja hingamiselundeid
- › Ei vaja GHS ohu piktogramme, märksõnu või lauseid
- › Ei jäta aktiivseid jääke, ei osale antimikroobse resistentsuse tekkes



Keskkonnasõbralik

Toimeaine vesinikperoksiid laguneb veeks ja hapnikuks, jätmata aktiivseid jääke, mis vähendab keskkonnamõju.

COLTENE

* Efektiivne 1 minuti jooksul vastavalt Euroopa standarditele, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624, EN 16615 (vt tagaküljelt).
Vastavalt Saksamaal kohustuslikule RKI/DVV standardile on OPTIM 1 TÄIELIKULT VIRUTSIIDNE 2 minuti jooksul.



Kiired kontaktajad

OPTIM 1 pakub tõestatult parimat tapmisvõimet, ühtlased kontaktajad on kiiremad, mis tagab vastavuse ja annab kindluse, et desinfitseerimine on saavutatud.

OPTIM 1 on tõestanud efektiivsust raskelt tapetavate patogeene suhtes, nagu adeno-, polio- ja murino noroviirus, andes teile kindluse, et teie asutus on kaitstud muret tekitavate patogeene eest.

OPTIM 1 Tõhususnõuded ja kasutussoovitused

Pindade mehaaniline desinfitseerimine	NORM	KATSEORGANISMID	KONTAKTAEK+ ¹	SAASTUMISE TINGIMUSED	TEMPERatuur	KASUTATAV KONTSENTRATSIOON
Virutsiidne	EN 14476	1. tüüpi polioviirus, 5. tüüpi adenoviirus, hiirte noroviiruse tüvi S99 Berlin	30 s	Määratud tingimused	Toatemperatuur	Lahjendamata
Täielikult virutsiidne (ainult Saksamaa)*	RKI soovitus, Bundesgesundheitsblatt (Saksamaa tervishoiuamet trüki) 01/2004	1. tüüpi polioviirus, 5. tüüpi adenoviirus, hiirte noroviiruse tüvi S99 Berlin, polüoomiviirus SV-40	2 min	Määratud tingimused	Toatemperatuur	Lahjendamata
Bakteritsiidne	EN 13727, EN 16615**	Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa	30 sec. 1 min.	Määratud tingimused Määratud tingimused	Toatemperatuur Toatemperatuur	Lahjendamata Lahjendamata
Tuberkulotsiidne/ Mükobakteritsiidne	EN 14348	Mycobacterium terrae	1 min.	Määratud tingimused	Toatemperatuur	Lahjendamata
Fungitsiidne	EN 13624	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis	1 min.	Määratud tingimused	Toatemperatuur	Lahjendamata
Pärmseentevastane toime	EN 13624, EN 16615**	Candida albicans	1 min.	Määratud tingimused	Toatemperatuur	Lahjendamata

* Täielikult virutsiidne tähendab, et desinfitseerimisvahend suudab deaktiveerida ümbrisega ja ümbrieta viiruseid vastavalt Saksamaa DVV testi standarditele. Täieliku virutsiiduse väitmiseks peab desinfitseerimis-

vahend suutma deaktiveerida adenoviiruse, polioviiruse, SV40 ja murino noroviiruse.

Bakteritsiidne Pindade mehaaniline desinfitseerimine:

** Piirangud / kitsendused - Test standardi EN 16615 järgi: kehtib ainult rätikute tootenumbriga SCI33R18 / SCI33R18XL. OPTIM Liquidil puhul kasutage üksnes SciCan'i kuivasid lappe, mille tootenumbril on SCI33R18 / SCI33R18XL.

¹ Pühkige pind ja veenduge, et pind on niiske kogu kontaktaja jooksul.

Puhastustoime

Ühe sammuga puhastusvahend

Ohutus

GHS nõutavad ohupiktogramm

Pole nõutavad

Silmi mitte ärritav

Jah

Nahka mitte ärritav

Jah

OPTIM 1 tellimisteave

Kasutusvalmis eelkülastatud lapid

OPTEU1-12W Kasutusvalmis lapid 15 x 18 cm (12 x 160 lehte/pakk)

Vedelik

OPTEU1-4x4 1 pakk 4 x 4 liitrit

Tarvikud

FND30 Pump 1-gallonilisele pudelile



EC REP
Coltène/Whaledent GmbH+Co. KG
Raiffeisenstraße 30
DE-89129 Langenau