




SciCan OPTIM 1

VIENA POSMA TĪRĪŠANAS
UN DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS

Aktīvā viela: 0,5 % ūdeņraža pārskābe



1 MINŪTE
SASKARES LAIKS*

Ātri un saudzīgi

Ar OPTIM 1 nav nepieciešams meklēt vidusceļu starp efektivitāti un drošu aizsardzību. Ar savu tūlītējo iedarbību un plaša spektra saskares laiku tas ir viens no ātrākajiem un efektīvākajiem tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļiem. Tas arī ir drošs un saudzīgs cilvēku ādai un priekšmetu virsmām. OPTIM 1 dod pārliecību, ka pienācīgi aizsargājat savus pacientus, līdzstrādniekus un apkārtējo vidi, tātad nodrošina ideālu līdzsvaru.



Ātrs plaša spektra dezinfekcijas līdzeklis

Virsmām jābūt mitrām visā saskares laikā, lai nodrošinātu dezinfekciju.

- › Adenovīrusi, poliovīrusi, Murino norovīrusi tikai 30 sekundēs atbilstoši EN 14476
- › Tuberkulocīda un fungicīda iedarbība 1 minūtē
- › Baktericīda un virucīda iedarbība 30 sekundēs atbilstoši EN 13727 un EN 14476
- › Pilnīga virucīda iedarbība 2 minūtēs atbilstoši RKI/DVV standartam (poliovīrusi, adenovīrusi, Murino norovīrusi, SV40)
- › Efektīvs pēc 1 minūtes atbilstoši EN 16615
- › Teicama mitrināmība — saglabā mitrumu līdz saskares laika beigām



Efektīvs viena posma tīrīšanas līdzeklis

Efektīvs viena posma tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis, kas dezinfekcijas laikā noņem arī organiskos piesārņojumus.



Saderīgs

Saderīgs ar daudziem cietiem, neporainiem materiāliem un virsmām.



Drošs un saudzīgs

- › Bez mākslīgām smaržvielām
- › Nav toksisks
- › Nekairina ādu, acis un elpceļus.
- › Nav GHS bīstamības piktogrammu, signālvārdu vai paziņojumu
- › Neatstāj aktīvas atliekas; neveicina pretmikrobu rezistenci



Videi draudzīgs

Aktīvā viela ūdeņraža pārskābe sadalās, veidojot ūdeni un skābekli un neatstājot aktīvus atlikumus, un tādējādi samazinās ietekme uz vidi.

COLTENE

* Iedarbojas 1 minūtē atbilstoši Eiropas standartiem; EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624, EN 16615 (sk. otrā pusē).
Atbilstoši obligātajam RKI/DVV standartam Vācijā OPTIM 1 ir PILNĪGA VIRUCĪDA iedarbība 2 minūtēs.



OPTIM 1 ir efektīvs pret tādiem grūti apkarojamiem patogēniem kā adenovīrusi, poliovīrusi un Murino norovīrusi un tādējādi garantē, ka jūsu telpa būs aizsargāta pret visiem bīstamajiem patogēniem.

[†] Noslaukiet virsmu un pārļiecinieties, ka virsma kontakta laikā saglabājas slapja.

Viena posma tīrīšanas līdzeklis

Nav nepieciešamas

Jā

Jā

FND30 Sūknis 1 galona pudelei

