



OPTIM¹

NETTOYANT ET DÉSINFECTANT
EN UNE ÉTAPE

Ingrédient actif : Peroxyde d'hydrogène à 0,5 %

 **1 MINUTE**
TEMPS DE CONTACT

Rapide et doux

Avec OPTIM 1, il n'est pas nécessaire de faire un compromis entre efficacité et protection. Avec un temps de contact d'une minute, c'est l'un des nettoyants et désinfectants les plus rapides et les plus efficaces. Il est également sécuritaire et doux pour vous et les surfaces. OPTIM 1 ne nécessite aucun pictogramme de danger, mot d'avertissement ou déclaration du SGH. OPTIM 1 vous garantit la conformité et la protection de vos patients, de votre personnel, de vos équipements et de l'environnement, le tout dans un équilibre parfait.



Nettoyant efficace en une seule étape

- › Élimine les débris organiques tout en désinfectant; vous économisez ainsi temps et argent¹



Désinfectant rapide à large spectre

- › Temps de contact de 1 minute pour un effet tuberculocide, bactéricide, virucide, fongicide
- › L'efficacité virucide démontrée en 1 minute s'étend aux agents pathogènes nouveaux et émergents.
- › OPTIM 1 a démontré son efficacité contre le coronavirus humain, souche 229E et devrait inactiver la COVID-19
- › Garantit le respect des normes; vous économisez ainsi temps et argent²



Sécuritaire pour vous et vos patients

- › Non irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires
- › Non toxique pour la reproduction, le développement de l'enfant et la fertilité
- › Sans COV (composés organiques volatils)



Respect de l'environnement

- › L'ingrédient actif, le peroxyde d'hydrogène, se décompose en eau et en oxygène
- › Pas de résidus actifs, ce qui réduit l'impact sur l'environnement



Économie de temps et d'argent

- › Le nombre de lingettes nécessaires est d'environ la moitié que celui du principal concurrent pour maintenir votre surface humide suffisamment longtemps pour obtenir une bonne désinfection³



Compatible

- › Conçu pour être compatible avec une large gamme de matériaux⁴

1 John A. Molinari, Ph.D., Peri Nelson, BS, and Devi J.V. Raghavan, BDS. OPTIM 1 Environmental Surface Cleaning Investigation. Ann Arbor: Dental Advisor, 2016.
2 John A. Molinari, Ph.D., Peri Nelson, B.S., Antonia Molinari. Environmental Surface Wetness Test: Comparison of Disinfectant Wipes. Ann Arbor: Dental Advisor, 2015.
3 John A. Molinari, Ph.D., Peri Nelson, B.S., Antonia Molinari. Environmental Surface Wetness Test: Comparison of Disinfectant Wipes. Ann Arbor: Dental Advisor, 2015.
4 John A. Molinari, Ph.D., Peri Nelson, B.S. Effect of OPTIM 1 on Tensile Properties of Dental Chair Fabrics. Ann Arbor: Dental Advisor, 2016.



Temps de contact rapide

Le temps de contact est la durée pendant laquelle une surface doit rester humide pour que la désinfection se produise. Les temps de contact d'OPTIM 1 sont plus rapides, ce qui garantit la conformité et garantit la désinfection.

OPTIM 1 s'est avéré efficace contre les agents pathogènes difficiles à tuer comme l'adéno, la polio et le norovirus, ce qui vous donne l'assurance que votre établissement est protégé contre les agents pathogènes préoccupants.

Temps de contact du désinfectant de surface *

Nom du produit	Ingrédient actif	Mycobactéries		Virus sans enveloppe					Virus avec enveloppe				Bactéries			Fongicide
		TB	Adéno	Polio	Noro	Rota	VRS	VIH	VHB (hépatite B)	VHC (hépatite C)	Grippe A	SARM	ERV	E. coli	Pseudomonas (PSA)	
OPTIM 1	Peroxyde d'hydrogène	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
OPTIM 33TB	Peroxyde d'hydrogène	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	3
Birex SE	Phénoliques	10	10					10			10	10		10	10	10
Patterson pdCare	Ammoniums quaternaires-alcool	3						2	2	2	2	2	2		3	3
Micro-Kleen 3	Ammoniums quaternaires-alcool	3		3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3
CaviWipes	Ammoniums quaternaires-alcool	3						3		3	3	3	3	3	3	3
Sanicloth Super	Ammoniums quaternaires-alcool	2	2			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Germicide 3	Ammoniums quaternaires-alcool	3		3				3	3	3	3	3	3		3	3
Biotext	Alcool anhydre	5													3	3
BioSurf	Alcool anhydre	1													20 s	10 s
Tb Minuteman	Alcool anhydre	1		1				1			1	1	1		1	1
Lingettes Clorox HP	Peroxyde d'hydrogène	5			3	1	30 s	30 s	30 s	30 s	1	1	30 s	30 s	30 s	5

* Temps de contact (en minutes). Si ce champ est vide, aucune information publiée n'était disponible. Les données ont été obtenues à partir de documents accessibles au public en novembre 2020. En cas de changements, ces données seront mises à jour.

Références de commande pour OPTIM 1

Lingettes présaturées prêtes à l'emploi

SCI1W12 Lingettes désinfectantes OPTIM 1 RTU non parfumées (12 x 160 lingettes)

Liquide

SCI14X4 Désinfectant OPTIM 1 non parfumé, bouteille de 4 L (4 x 4L)

Recharge de lingettes sèches et accessoires

SCI33R18 Recharge de lingettes sèches, lingettes de 15 x 18 cm (6 x 7 po) - 18 rouleaux de 160 lingettes

SCI33R18XL Recharge de lingettes sèches, grande taille, lingettes de 25 x 25 cm (10 x 10 po) - 18 rouleaux de 60 lingettes

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

SciCan Ltd.

1440 Don Mills Road
Toronto, Ontario
M3B 3P9 / Canada

Tél. : (416) 445-1600

Télec. : (416) 445-2727

Sans frais : 1-800-667-7733

customerservice@scican.com