



Appareil d'entretien de pièces à main

STATMATIC™

LE MEILLEUR SYSTÈME D'ENTRETIEN DE PIÈCES À MAIN

et de leur mécanisme de serrage.

STATMATIC™ est le système d'entretien automatique qui nettoie, lubrifie et purge adéquatement jusqu'à 3 pièces à main simultanément avant leur stérilisation. Le STATMATIC comprend également un mécanisme de nettoyage qui déloge les débris coincés dans le mandrin. Votre équipe et vous pourrez profiter d'une plus grande efficacité et vos pièces à main nécessiteront moins de réparations.



Prolonge la durée de vie de vos pièces à main

Il nettoie, lubrifie et purge adéquatement vos pièces à main, prolongeant ainsi leur durée de vie.



Optimise la productivité du personnel

Son processus automatisé optimise les procédures de travail dans votre cabinet, permettant à votre personnel de vaquer à d'autres tâches.



Économie de temps

Nettoie, lubrifie et purge jusqu'à 3 pièces à main simultanément en moins d'une minute.





Raccordement à l'air comprimé requis

Nettoyage et entretien automatique de 3 instruments et de leur mandrin

Entretien automatisé de qualité constante réalisé en moins d'une minute.



Port réservé à l'entretien des mandrins des pièces à main



Insertion facile de la cannette d'aérosol grâce à une soupape de sûreté unique



Tampon absorbant pour retenir tout excès de lubrifiant et les débris

Spécifications techniques

Dimensions (L x l x H)	28,5 x 19 x 40 cm / 11,4 x 7,6 x 16 po
Poids	8,6 kg / 18,9 lb
Caractéristiques électriques	Tension nominale : 100-230 V Fréquence nominale : 50/60 Hz Puissance nominale maximale : 30 VA
Classe de protection	1
Température ambiante	5-40 °C / 41-104 °F
Niveau sonore	60 (65), dB (A)
Air comprimé	40 NL/min
Consommation d'air	max. 85 %
Qualité de l'air comprimé	Teneur en huile résiduelle : max. 0,1 mg/m ³ Poussière résiduelle : max 1µ; max. 1 mg/m ³ Eau résiduelle : max. 0,1 g/m ³ à -40 °C

Fabriqué pour :
SciCan Ltd.
1440 Don Mills Road,
Toronto, ON M3B 3P9
Tél. : 416-445-1600
Télé. : 416-445-2727
Sans frais : 1-800-667-7733
customerservice@scican.com



Distribué par :
SciCan Inc.
701 Technology Dr.,
Canonsburg, PA 15317, USA
Tél. : 724-820-1600
Sans frais : 1-800-572-1211
uscustomerservice@scican.com

Représentant UE et distribué par :
SciCan GmbH
Wangener Strasse 78
88299 Leutkirch
Deutschland
Tél. : +49 (0)7561 98343 - 0
Télé. : +49 (0)7561 98343 - 699
customerservice_eu@scican.com

Distribué par :
Bureau pour la clientèle en Suisse :
SciCan Medtech AG
Alpenstrasse 14
6300 Zug
Switzerland
Tél. : +41 (0) 41-727 7027
Télé. : +41 (0) 41-727 7029

SciCan

votre spécialiste en contrôle des infections™

www.scican.com

